

**Poti să zâmbești în voie,
nu trebuie să aștepti
să se termine tratamentul.**

www.lingualtechnik.de

Pentru informații detaliate
privind aparatele ortodontice
linguale accesați:
www.lingualtechnik.de
www.dentestet.com

DentEstet®
DENTAL & IMPLANT CENTER


Echipa de medici ortodonți
DENT ESTET a efectuat cursuri speciale de
pregătire în urma cărora a obținut
certificarea din partea
Dr. WIECHMANN, inventatorul
sistemului INCOGNITO.
Convinsă de avantajele aparatului
INCOGNITO, Dr. Iana Dilă, medic
specialist ortodont la **DENT ESTET**, poartă
ea însăși acest aparat.

Dr. Lucy Visinescu, medic specialist
în Stomatologie Generală la
DENT ESTET a ales de asemenea aparatul
lingual invizibil INCOGNITO ca
modalitate de tratament.

Tehnica linguală

Folosirea unor aparate dentare fixe
garantează obținerea de rezultate foarte
bune în tratarea oricărui tip de ocluzie
incorectă.

S-a dovedit că aparatele linguale fixe
sunt mai sigure datorită faptului că
partea de pe interiorul dinților este mai
rezistentă la decalcifiere. Acesta este un
aspect foarte important mai ales în cazul
ortodonției pentru copii.



DentEstet®
DENTAL & IMPLANT CENTER

Șoseaua Nordului nr. 82-92,
Intrarea B, tronson Geneve.
Tel 021 23 25 687 sau 0744 662 663

Bd. Aviatorilor nr.15,
Tel 0212 221 108, 0744 602 020

DentEstet®
DENTAL & IMPLANT CENTER



Indicatii, caracteristici, avantaje

INCOGNITO - Un zâmbet plăcut la orice vârstă

Procesul de realizare brevetat, combinația de materiale de calitate superioară, designul individualizat și forma plată a aparatului Incognito garantează maximum de confort și precizia unui aparat de calitate premium.

Aparatul Incognito a fost creat și testat în strânsă cooperare cu oameni de știință renumiți pe plan internațional. Inventatorul acestui aparat revoluționar de corectare a danturii, medicul german **Dr. DIRK WIECHMANN**, a pus la punct această **tehnologie inovativă computerizată**, astfel încât aparatul se mulează perfect pe spatele dinților, fără a se vedea din exterior.



Pasii catre noul tău zâmbet

- 1. Împreună cu medicul ortodont personal vei discuta și stabili planul de tratament. Apoi se vor efectua amprente ale maxilarului superior și inferior.
- 2. Unicul producător al aparatului lingual INCOGNITO, laboratorul european T.O.P.-Service va concepe design-ul individualizat după ultimele tehnologii ale sistemului CAD/CAM. Aparatul este realizat din aliaj de aur de de înaltă puritate de către aparate foarte rapide. Modificările în poziția dinților se realizează tridimensional prin fire arcuite, conectate individual. Aceste fire sunt fabricate cu ajutorul tehnologiei computerizate.
- 3. Medicul ortodont va aplica aparatul lingual pe dinții dumneavoastră prin lipirea acestuia cu un compozit adeziv special.
- 4. Treptat, acțiunea precisă a firelor va aduce dinții în poziția corectă. Primele îmbunătățiri se vor vedea la scurt timp după începerea tratamentului.

Incognito, aparat dentar lingual

- sistemul care a schimbat modul de a privi ortodontia
- aparat dentar fix, plasat pe partea interioară a dinților
- **complet invizibil din exterior**, astfel ca nimeni nu va ști secretul zâmbetului tău.

Echipa specializată de medici ortodonți de la **DENT ESTET** formată din **Dr. Magdalena Enache, Dr. Iana Dilă, Dr. Simona Preoteasa și Dr. Mihai Niculescu** are experiență în montarea acestui tip de aparat invizibil încă de la începutul anului 2006.

